

# СТОЛ ДЛЯ РОБОТОТЕХНИКИ

Руководство по эксплуатации

РОБОТОТЕХНИКА







### УП9147

Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов Приказ 838 Минпросвещения РФ



### УП9145

Базовый робототехнический набор для конструирования, изучения электроники и микропроцессоров и информационных систем и устройств Z.Robo-2 Приказ 838 Минпросвещения РФ



### УП6737

Комплект полей для робототехнических соревнований Приказ 838 Минпросвещения РФ



Телефон 8-800-775-37-97 www.zarnitza.ru, zakaz@zrnc.ru

## Производственное объединение «Зарница»

# СТОЛ ДЛЯ РОБОТОТЕХНИКИ

Руководство по эксплуатации

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации изделия внимательно изучите настоящий паспорт и руководство по эксплуатации!

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Стол для робототехники – это профессиональное решение для обучения, разработки и проведения соревнований. Обновлённая модель сочетает эргономику, мобильность и соответствие строгим стандартам робототехнических олимпиад. Конструкция оснащена поворотным механизмом столешницы, что позволяет быстро трансформировать стол из рабочего в компактное транспортировочное положение, экономя пространство. Высокие бортики (100 мм) предотвращают падение роботов, устойчивая конструкция на колёсах обеспечивает мобильность.

Преимущественными характеристиками также являются:

- Универсальность: Подходит для занятий, сборки проектов и соревнований.
- Практичность: Поворотный механизм столешницы упрощает трансформацию и экономит место.
- Комфорт: Встроенные розетки и *USB*-порты позволяют подключать оборудование без удлинителей.
- Надёжность: Комбинация стального каркаса, алюминиевых элементов и ЛДСП гарантирует долговечность.

Стол с размером рабочего поля  $1200 \times 2400$  мм ( $1,2 \times 2,4$  м) может использоваться для тренировки и проведения различных соревнований по робототехнике, проводимых в России и за рубежом, особенно тех, которые требуют достаточно просторной площадки для роботов и участников. Некоторые популярные соревнования, где такой размер стола может быть применим:

**РобоКубок (RoboCup)** - международное соревнование по робототехнике, в том числе российские этапы. В некоторых категориях, например, в робототехнических битвах или симуляциях, используется подобная площадь.



Фестиваль роботов и робототехники (например, RoboFest) - национальные и региональные мероприятия, где могут проводиться соревнования по различным направлениям: боевые роботы, роботы-манипуляторы, лабиринты и т. п.

Российские чемпионаты по робототехнике (например, «РобоФест», «РобоКвест») – в рамках этих мероприятий могут проводиться соревнования с использованием столов такого размера для различных категорий.

### 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение	
Габариты	В рабочем положении: $2680\times1260\times1970$ мм (с колесами и светильником). В транспортировочном положении: $2680\times800\times1970$ мм. Рабочее поле: $2400\times1200$ мм, высота бортика — $100$ мм, общая высота до верха бортика — $920$ мм.	
Материал	ЛДСП (столешница и элементы), профильная стальная труба (каркас основания), алюминиевый конструкционный профиль (каркас столешницы).	
Оснащение	2 светодиодных светильника (24Вт каждый) для равномерного освещения рабочей зоны. Блок розеток с 2 розетками EU, 2×USB-A и 1×USB-C, длина кабеля — 5 м. 18 пластиковых боксов (340×230×160 мм) для хранения деталей и инструментов.	
Напряжение питания светильника, В	12	
Мощность светильника, Вт	24	
Масса кг, не более	150	

### Примечания:

- 1) Изготовитель допускает наличие предельных отклонений габаритных размеров изделия  $\pm 20$  мм.
- 2) В процессе модернизации производителем, а также в зависимости от партии общий вид, применяемые материалы и элементы конструкции изделий могут изменяться.
- 3) Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные особенности, а также в набор комплектующих изделия, не отраженных в эксплуатационной документации и не влияющих на уровень технических, эксплуатационных характеристик и параметров безопасности поставляемого оборудования.

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во, шт.
Стол-полигон	1
Пластиковый бокс	18
Паспорт	1
Руководство по эксплуатации	1
USB-накопитель	1

**2** 

### 4. ОБЩИЙ ВИД



Рисунок 1. Общий вид



Рисунок 2. Общий вид в собранном виде

### 5. ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ






Рисунок 3.

1 - фиксируемые колёса; 2 - рабочее поле;

3 - светодиодные светильники (24 Вт); 4 - бортики (высота 100 мм);

5 - блок розеток и включателей; 6 - пластиковые боксы

Стол для робототехники (см. рис. 3) представляет собой сборную конструкцию стола, собранного на базе стального каркаса, алюминиевых элементов и ЛДСП, с рабочим полем 2  $1200 \times 2400$  мм (1,2  $\times$  2,4 м) с ограничивающими бортиками 3 высотой 100 мм.

Над полем расположены два светодиодных светильника 3 мощностью 24 Вт каждый. В нижней части стола на одной из стоек расположен блок розеток и выключатель 5. Конструкция имеет 4 колеса с возможностью фиксации положения 1, что позволяет легко перемещать стол в пределах помещения. Под столом на стеллажах расположены 18 пластиковых боксов 6 для хранения необходимых аксессуаров.





Рисунок 4.

- 7 включатель светодиодных светильников;
- 8 разъём *USB type C* для зарядки устройств;
- 9 разъёмы USB type A для зарядки устройств;
  - 10 электрические розетки;
- 11 включатель блока электрических розеток.

### 6. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ОБОРУДОВАНИЕМ

Перед началом эксплуатации изделия необходимо ознакомиться с настоящим руководством и правилами техники безопасности.

Сборка стола производится с помощью прилагаемого набора крепёжных элементов в соответствии с прилагаемой Инструкцией по сборке стола для робототехники.

После сборки установите стол на требуемую позицию. Для фиксации стола на требуемой позиции нажмите фиксатор на каждом колесе стола.

Далее необходимо подключить стол к ближайшей розетке в стене с помощью электрического кабеля, расположенного под блоком розеток и включателей.

Включите светодиодные лампы - и стол готов к эксплуатации.

После завершения испытательных, тренировочных работ или после соревнований стол, оснащенный поворотным механизмом столешницы, быстро трансформируется из рабочего в компактное транспортировочное положение и может быть перемещен в удобное для хранения место, экономя пространство рабочего помещения.



### 7. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ

- 1. В целях предупреждения несчастных случаев напряжение выше 36 В следует считать опасным для жизни.
- 2. Запрещается включать вновь составленную или измененную схему без предварительной проверки ее преподавателем.
- 3. Запрещается прикасаться к токоведущим частям и металлическим частям незаземленных электрических аппаратов, если на щите имеется напряжение.
- 4. Все операции производить только одной рукой. При этом следует остерегаться прикосновений какой-либо частью тела к окружающим металлическим либо влажным предметам. Опасно, например, прикасаться одновременно к электрическим машинам, корпусу щита, водопроводным трубам, трубам центрального отопления или находиться на мокром либо цементном полу.
- 5. Перед включением напряжения следует убедиться в том, что все регулирующие аппараты находятся в исходном положении. После отключения напряжения необходимо немедленно восстановить на всех регулировочных аппаратах исходное положение.
- 6. Перед включением напряжения следует предупредить об этом всех участников работы. Необходимо убедиться, что никому из них не угрожает опасность попасть под напряжение.
- 7. Если при прикосновении к какой-либо части оборудования ощущается напряжение, то необходимо прекратить работу, выключить ток и вызвать преподавателя.
- 8. Если до начала работы или в ходе работы обнаружена неисправность оборудования, следует прекратить работу, отключить напряжение и сообщить преподавателю или инженеру о неполадках в работе. Устранять неполадки собственными силами запрещается.

### 8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина неис- правности	Способы устранения неисправности
Не включается светильник	Плохой контакт кабеля питания стола	Отключить и снова включить кабель питания стола
Не включается светильник	Неисправен светильник	Замените светильник на исправный

 $\mathbf{5}$ 

### для заметок







Робот-манипулятор с колёсами всенаправленного движения Optima Pro + Optima Drive

Приказ 838 Минпросвещения РФ

## УП6161

Комплект для изучения операционных систем реального времени и систем управления автономных мобильных роботов Optima Drive

Приказ 838 Минпросвещения РФ

### УП6340

3D-сканер ручной профессиональный Yastreb 3D

Приказ 838 Минпросвещения РФ

### УП6338

3D-принтер профессионального качества Zarnitsa Yastreb 3D

Приказ 838 Минпросвещения РФ







Телефон 8-800-775-37-97 www.zarnitza.ru, zakaz@zrnc.ru



РОБОТОТЕХНИКА



8 (800) 775-37-97 zakaz@zrnc.ru

